



スーディ ステップサポートと エイサポ新コンテンツのご紹介!



昇降時の不安を**安心**に! **省スペース**な新すり!

スーディ

ステップサポート 新登場!

11/18(月)
発売

おすすめ! 3つのポイント!

省スペースでもゆったり!
たわみも少なく安心!

大柄の方でも使いやすい
上側のすり高さ
MAX139cm


高さ調整は
3cmピッチ
15段階調整(目盛つき)



奥行は
省スペース70cm


ひろびろ踏面
30cm

スーディカーブで
昇降のはじまり、
終わりも安心



上りはじめの姿勢を
正します

上り終わりの
手首角度をラクに!



水平部分が
降りはじめの姿勢を
支えます

さまざまな
昇降スタイルにも対応!
片麻痺、膝痛の方などにも!

横向き
昇降



- 水平部で姿勢が安定!
- 踏面が広く2足1段昇降もしやすい


後ろ向き
降段



- すり高さが高く設定でき脇を締められ動作が安定しやすい

降り終えた時も
安心です!

ベース出幅が
小さい



両手すり・片手すり、ステップあり・なしなど症状・住宅環境にあわせて選べます。
設置後は六角レンチ4mmでベースの上から調整できるのでとてもラクです!

販売店の営業さま向け
お役立ちサイト

エイサポ

2024秋は注目の
新商品が発売されます！
ぜひ営業のサポートに
ご利用ください



新発売



新商品スムーディ
ステップサポートの
“すぐに使える”
2つのツールが
同時公開中！



お困りごとを解決に！
ポイントをまとめて
わかりやすく説明！
営業の参考に

スムーディ ステップサポート ご提案書



会員
限定



価格が変更できる
チラシです！
ダウンロードして
すぐに使えます！

スムーディ ステップサポート チラシ



会員
限定

価格が自由に
変えられます！

【お知らせ】

商品紹介チラシの価格を改定しました。

10/1からの販売価格の改定にあわせ、
入浴・排泄の商品紹介のチラシが
価格改定済みのチラシに更新されています。
以前のチラシをお使いの方はあたらしく
ダウンロードしてお使いください！



販売店の営業さま向けお役立ちサイト

エイサポ ぜひ会員登録を！

新商品情報、
使えるツール、
ポイントサービス等
ますます充実！



製造元

パナソニック エイジフリー株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048

製品に関するお問合せ

フリーダイヤル 0120-365887 受付 9:00~12:00/13:00~17:00
時間 | (土、日、祝日休み)

上記品揃え以外も
取り揃えております。




当社商品をわかりやすくご紹介

下記QRよりご覧ください。

▶ ラフィーネ
キューブ
ご紹介動画



▶ ラフィーネキューブ
ラップ取付け方法動画



※データ通信料は、お客様負担となります。※お使いになる機器によってはご覧いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

ご用命は

Caremax
Corporation



このチラシの記載内容は2024年11月現在のものです。