

和夢シリーズ

「彩」および「凜」ベッドをお取扱いのお客様へ

2016年10月3日

シーホネンス株式会社

〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北 3-10-17

TEL (06) 6973-3471 / FAX (06) 6973-3440

介護用ベッドの JIS 改正に伴う JIS 認証更新のご案内

拝啓

日頃は弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、在宅用電動介護用ベッドの JIS T 9254 が昨年 12 月 21 日に改正公示され、従来の 2009 年版から 2015 年版に変更になりました。又、今年 8 月には更にその一部が改正された追補 I が発表され、2016 年版に変更になっております。

この JIS 改正に伴い、従来から JIS 認証を取得しているベッドであっても、JIS 認証を継続するためには、改正 JIS に基づき、JIS 登録認証機関による「臨時認証維持審査」を受けて、更新手続きを行う必要があります。

この度、弊社和夢シリーズの「彩」および「凜」ベッドにおきましては、この「臨時認証維持審査」を受け、改正後の JIS である JIS T 9254:2016 の更新手続きが完了いたしましたので、ここにご案内申し上げます。

又、下記に 改正 JIS 認証品に関する表示、並びに、取扱い上の注意点等の概要につきましてまとめましたので、併せてご確認いただきたく存じます。

改正 JIS 認証取得品につきましても、引き続きお引き立てを賜ります様、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 改正 JIS に伴う製品仕様等の変更事項

(1) JIS マークラベルの表記が変わります。




従来




改正 JIS (年号表記なし)

(2) 介助バー専用のサイドレールが変わります。



従来/K-190 シリーズ



改正 JIS/K-195 シリーズ

※ K-190 シリーズのサイドレールは、今回の JIS 認証更新に伴って廃番製品となります。

(3) 適合するサイドレールの組み合わせが一部変わります。

詳細については、取扱説明書をご確認下さい。

(4) 「凜」では、背ボトムと膝・脚ボトムの形状が一部変わります。



従来/後付け型マットレス止め



改正 JIS/床一体型マットレス止め

2. 改正 JIS に伴う注意点

(1) 従来製の製品(2009年版 JIS 認証品)も今まで通りご使用いただけます。

又、従来製の製品に改正 JIS 認証品を組み合わせでご使用いただくことも可能です。

唯一、改正 JIS 認証品には、前述の仕様の異なる一部の 2009 年認証品を組み合わせることのないよう、ご注意願います。

(2) 【覚書】は JIS 改正後もそのまま有効です。有効期間の継続につきましても、従来通り、『解約の申し出が無い限り、1 年単位で更新されるもの』とさせていただきます。

3. 改正 JIS 認証品の出荷時期

2016 年 10 月 11 日の週から順次、出荷を開始いたします。

本件に関するお問い合わせは、弊社カスタマーサポート(☎0120-20-1001)または営業担当者までご連絡下さい。

以上


JIS 規格の改正に伴うカタログ表示の変更について

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度在宅介護ベッドの JIS 規格が改訂されたことを受けて、本カタログの記載内容が一部変更になりました。本誌をよくお読みいただき、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

JIS マーク変更について

本カタログに掲載されている JIS マークは全て変更になります。【該当ページ】 P5、P7、P24、P28、P32



サイドレール / 介助バー適合表の変更

■ 和夢 彩 サイドレール / 介助バー適合表 【該当ページ】 P19


サイドレール / 介助バー適合表		JIS 認証取得組合せ	※サイドレールや介助バーの組み合わせは必ず最新の取扱説明書をご確認ください ★印のサイドレールは差し込み方向に指定がありますのでご注意ください
ショートサイズ		レギュラーサイズ	
頭側	足側	頭側	足側
K-170R	K-170S	K-170R	K-170R
中央	★K-170R	中央	K-170R
★K-170R	—	★K-170R	—
中央	★K-173	—	★K-170R
K-173	—	K-173	K-173
K-173	K-173S	中央	K-173
中央	K-173S	K-173	—
—	★K-173S	—	K-173
★K-173L	—	中央	K-173S
介助バー: K-47R、K-45R、K-40RX	K-173S	—	★K-173S
介助バー: K-47R、K-45R、K-40RX	K-195SX	★K-173L	—
介助バー: K-47R、K-45R、K-40RX	—	—	★K-173L
		介助バー: K-47R、K-45R、K-40RX	K-173
		介助バー: K-47R、K-45R、K-40RX	K-195RX
		介助バー: K-47R、K-45R、K-40RX	—

■ 和夢 凛 サイドレール / 介助バー適合表 【該当ページ】 P29

サイドレール / 介助バー適合表		JIS 認証取得組合せ	※サイドレールや介助バーの組み合わせは必ず最新の取扱説明書をご確認ください ★印のサイドレールは差し込み方向に指定がありますのでご注意ください
ショートサイズ		セミショートサイズ	
頭側	足側	頭側	足側
K-170R	K-170S	K-170SS	K-170SS
K-173	K-173	★K-170SS	★K-172
K-173	—	K-173	K-173
—	★K-173	K-173	—
中央	★K-173	—	K-173
介助バー: K-47R、K-45R、K-40R	K-173	中央	K-173
介助バー: K-47R、K-45R、K-40R	K-195S	★K-173	★K-172
介助バー: K-47R、K-45R、K-40R	—	介助バー: K-47R、K-45R、K-40R	K-173
		介助バー: K-47R、K-45R、K-40R	K-195R
		介助バー: K-47R、K-45R、K-40R	—

和夢 彩 オプション品の追加・削除

■ 和夢 彩 サイドレール追加 (3点) 【該当ページ】 P21




K-195RX [1本]

回転式アーム介助バー専用オプション

・ ¥15,000 (税抜)

TAIS コード: 00167-000233

- 材質: スチール製
- 寸法: 長さ 52cm × 高さ (ボトム面より) 39.5cm
- 表面: 抗菌粉体焼付塗装
- 取付け方法: 低頭ボルト




K-195SX [1本]

回転式アーム介助バー専用オプション

・ ¥14,000 (税抜)

TAIS コード: 00167-000232

- 材質: スチール製
- 寸法: 長さ 42cm × 高さ (ボトム面より) 39.5cm
- 表面: 抗菌粉体焼付塗装
- 取付け方法: 低頭ボルト



K-195LX [1本]

回転式アーム介助バー専用オプション

・ ¥19,000 (税抜)

TAIS コード: 00167-000234


- 材質: スチール製
- 寸法: 長さ 66cm × 高さ (ボトム面より) 39.5cm
- 表面: 抗菌粉体焼付塗装
- 取付け方法: 低頭ボルト

■ 和夢 彩 サイドレール: 廃番 / サイドレールカバー: 在庫限り 【該当ページ】 P21

- ・ K-190RX
- ・ K-190SX
- ・ K-190LX
- ・ CK-190S
- ・ CK-190R
- ・ K-190RXC
- ・ K-190SXC

和夢 凜 オプション品の追加・削除

■ 和夢 凜 サイドレール追加 (2点) 【該当ページ】 P30




K-195R (1本)

レギュラー、セミショートサイズ足側専用 TAIS コード: 00167-000238

・ ¥15,000 (税抜)

- 材質: スチール製
- 寸法: 長さ 52cm × 高さ (ボトム面より) 41cm
- 表面: 抗菌粉体焼付塗装
- 取付け方法: ノブボルト



K-195S (1本)

ショートサイズ足側専用 TAIS コード: 00167-000237

・ ¥14,000 (税抜)

- 材質: スチール製
- 寸法: 長さ 42cm × 高さ (ボトム面より) 41cm
- 表面: 抗菌粉体焼付塗装
- 取付け方法: ノブボルト

■ 和夢 凜 サイドレール: 廃番 【該当ページ】 P30

- ・ K-190R
- ・ K-190RC
- ・ K-190S
- ・ K-190SC

※追加になりましたサイドレール5点は、和夢 純にもお使いいただけます。