



お買い物をお安心・ラクにする歩行車と エイサポ新コンテンツのご紹介!



カウサポ・カウサポスリム

散歩からショッピングまで!




くらしサポート歩行車
スーディ
〈買物用〉

暖かい日も多くなり、お買い物に行きやすい季節になってきましたね。お店までの道のりや店舗内での困りごとをしっかりと解決できる使いやすさ抜群の歩行車2タイプをご紹介します!




こんなことはありませんか？

お店までの道のり



店舗内



スーディ〈買物用〉カウサポ・カウサポスリムなら!



移動時や買物時での困りごとをしっかりとサポート! 地域での暮らしがひろがります!



●段差もラク

ティッピングレバーで段差越えもラク



●ゆったり座れる

座幅 **38cm**



●買物動作がラク

カゴ載せシート高さ **66cm**



くらしサポート歩行車 **スムーディ** (買物用) **カウサポ・カウサポスリムの違い**

カウサポ

散歩から買物まで使いやすく
スーパーの中でもそのまま使える!



カウサポスリム

さらに小柄な方・円背の方がより使いやすく
狭い歩道でも操作しやすい!



	幅	収納部	コンビニフック	カゴ位置	最大使用者体重
カウサポ カウサポスリム	<p>52cm カウサポ</p>	<p>2ℓペットボトルが 2本置ける底面幅</p>	なし	1パターン 	100kg
	<p>48cm カウサポスリム</p>	<p>2ℓ2本+500mℓ1本の ペットボトルが置ける底面幅 ※1</p>		2パターン 	75kg

※1 容量変更とともに、バッグの形状・材質など外観もカウサポと異なっています

販売店の営業さま向け
お役立ちサイト

エイサポ

最近公開したコンテンツを
いくつかご紹介いたします!



サイトは
こちらから



研修動画



歩行サポート手すり
スムーディNシリーズの事例第2弾!

チラシダウンロード



さまざまな場所で
大活躍の
屋内用手すりの
設置例を全4回の
シリーズで
ご紹介しています!

ケアマネに好かれるコツ



手すり取り付け時の
思わぬ盲点についてご紹介しています!




当社商品の特長や操作方法などをわかりやすくご紹介
下記QRよりご覧ください。

▶くらしサポート
歩行車
スムーディ
シリーズの
の特長を
ご紹介



▶エイサポポイントサービスの
ポイント登録方法を動画でご紹介



製造元

パナソニック エイジフリー株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048

製品に関するお問合せ

フリーダイヤル **0120-365887** 受付 | 9:00~12:00/13:00~17:00
時間 | (土、日、祝日休み)

上記品揃え以外も
取り揃えております。

※データ通信料は、お客様負担となります。※お使いになる機器によってはご覧いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

ご用命は



このチラシの記載内容は2026年4月現在のものです。